

2020年6月

# 実験器具リスト — QIASymphony®

## DSP HPV Media Kit

QIASymphony DSP HPV Media Kit および QIASymphony SP（ソフトウェアバージョン 5.0、実験機器パッケージ SOW-516-8）で使用可能なサンプルおよび溶出チューブ/ラック

本文書は実験器具パッケージ SOW-516-8 用 QIASymphony DSP HPV Media Kit、バージョン 1、実験器具リスト R1 です。

## 全般情報

QIAasymphony DSP HPV Media Kit は、体外診断用です。

**重要：**本実験器具リストを使用する前に、QIAasymphony システムにインストールされている実験機器パッケージと一致していることをご確認ください。

**注：**QIAasymphony DSP HPV Media Kit は米国では入手できません。製品の入手可能性については [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) をご覧ください。

### 説明

-  推奨：本プロトコル用チューブです。
-  ユーザー定義：ユーザーは、適切であると判断した場合、定義および/または検証する責任を負います。
-  非推奨：本プロトコル用ではないチューブです。

x/■ プロトコルごとにサンプル当たり必要な最小サンプル量 (µl) (x で表示) / 可能な血栓検出

x/□ プロトコルごとにサンプル当たり必要な最小サンプル量 (µl) (x で表示) / 不可能な血栓検出

**注：**他の QIAasymphony Kit と組み合わせて使用できる他のチューブも利用できますが、本キットで使用できるプロトコルには推奨されません。

## 「Sample」（サンプル）ボックス、チューブキャリア

供給業者	器具	カタログ番号	タッチスクリーン上の名称	インサート	プロトコル	
					PC2500_HC2	SP800_HC2
BD*	14 ml Falcon® polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	インサート不要	x/□	
QIAGEN	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	997055	QIA#997055 T2.0 Conical blue	03/3B		x/□

\* BD はこのチューブの以前の供給業者、Corning Inc. は現在の新しい供給業者です。

「Eluate」（溶出液）ボックス

供給業者	器具	カタログ番号例	カテゴリー	タッチスクリーン上の名称	溶出スロットのアダプター	プロトコール	
						PC2500_HC2	SP800_HC2
QIAGEN	Hybridization microplate	6000-1203	Micro Plate	QIA#6000-1203 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS (冷却スロット 1) 本手順では溶出スロット 2 ~4 を使用しません。		

\* バーコードの有無にかかわらず冷却アダプターを使用して冷却可能な実験器具を示します。

注文情報は [www.qiagen.com/goto/QIAsymphony](http://www.qiagen.com/goto/QIAsymphony) をご覧ください。

改訂履歴

文書改訂履歴	
R1 06/2020	新しい実験器具パッケージの発売

ライセンスに関する最新情報や商品に固有の免責事項については、それぞれの QIAGEN® Kit ハンドブックまたはユーザーマニュアルをご覧ください。QIAGEN Kit ハンドブックとユーザーマニュアルは、弊社ウェブサイト ([www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)) から入手できます。QIAGEN テクニカルサービスや最寄りの代理店でも入手可能です。

商標：QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAsymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.) 本文書で使用した登録済みの名称、商標などは、具体的な表示がない場合であっても法的保護の対象から外れることを意味しません。  
06/2020 HB-1554L05-001 © 2020 QIAGEN, all rights reserved.

---

ご注文 [www.qiagen.com/shop](http://www.qiagen.com/shop) | テクニカルサポート [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | ウェブサイト [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)