

Laboratorieudstørsliste — QIA Symphony® DSP HPV Media Kit

Prøve- og eluatglas/racks, der kan anvendes sammen med QIA Symphony DSP HPV Media-kit og QIA Symphony SP (software version 4.0; laboratorieudstyrspakke SOW-516-6)

Versionsstyring

Dette dokument er laboratorieudstørslisten til QIA Symphony DSP HPV Media-kittet til laboratorieudstyrspakke SOW-516-6, version 1, revision 1.

Vigtigt: Før denne laboratorieudstørsliste bruges, skal det bekræftes, at den svarer til den laboratorieudstyrspakke, der er installeret på dit QIA Symphony-system.

Bemærk: QIA Symphony DSP HPV Media-kittet kan ikke fås i USA. Se produkttilgængelighed på www.qiagen.com.

Forklaring

-  Nødvendige materialer: Disse glas skal anvendes sammen med denne protokol.
-  Brugerdefineret: Bruger er ansvarlig for at definere og/eller validere efter brugers skøn.
-  Ikke anbefalet: Disse glas må ikke anvendes sammen med denne protokol.

- x/■ Minimum prøvemængde (μl) påkrævet pr. prøve pr. protokol (angivet med x)/koageldetektion mulig.
- x/□ Minimum prøvemængde (μl) påkrævet pr. prøve pr. protokol (angivet med x)/koageldetektion ikke mulig.

Bemærk: Vær opmærksom på, at der er andre glas tilgængelige, der kan anvendes sammen med andre QIA Symphony-kit, men de anbefales ikke til alle protokoller, der kan anvendes sammen med dette kit.

Prøveskuffe, glasholder

Leverandør	Materiale	Katalognr.	Navn på berøringsskærmen	Indsats	Protokol	
					PC2500_HC2	SP800_HC2
BD*	14 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Ingen indsats påkrævet	x/□	
QIAGEN	2 ml Micro tube, PP, NON-SKIRTED	997055	QIA#997055 T2.0 Conical blue	03/3B		x/□

* BD var den tidligere leverandør af dette glas, og Corning Inc. er nu den nye leverandør.



Laboratorieudstørsliste — QIAsymphony DSP HPV Media-kit

Skuffen "Eluate" (Eluat)

						Protokol	
Leverandør	Materiale	Eksempel katalognr.	Kategori	Navn på berøringsskærmen	Adapter på elueringsåbninger	PC2500_HC2	SP800_HC2
QIAGEN	Hybridization microplate	6000-1203	Micro Plate	QIA#6000-1203 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS (96-brønde med rund bund QS) (afkølingsåbning 1) Elueringsåbning 2-4 bruges ikke i denne procedure		

* Angiver, at laboratorieudstyr kan nedkøles med en køleadapter med eller uden stregkode.

For bestillingsinformation, se www.qiagen.com/goto/QIAsymphony.

For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kit-håndbog eller -brugervejledning. QIAGEN kit-håndbøger og brugervejledninger kan findes på www.qiagen.com

eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør.

Varemærker: QIAGEN®, QIAsymphony® (QIAGEN Group); BD® (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.). Registrerede navne, varemærker osv. anvendt i dette dokument, selv når de ikke specifikt er markeret som sådan, skal ikke betragtes som værende juridisk ubeskyttede.

Jan-16 HB-1554-L03-001 © 2013–2016 QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.

