

Mars 2025

Préparez-vous à utiliser le QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 IVDR

Comment télécharger le QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 (IVDR) ADF version 1.0 ou ultérieure

Cher partenaire de laboratoire,

Merci pour votre intérêt à installer le fichier de définition du test (ADF) afin d'utiliser le nouveau QIAstat-Dx Gastrointestinal panel 2 (IVDR). Les exigences minimales sont les suivantes :

- **Instrument** : Le QIAstat-Dx Gastrointestinal panel 2 (IVDR) est un test multiplexé d'acides nucléiques destiné à être utilisé avec les analyseurs QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 et QIAstat-Dx Rise.
- **Version du logiciel** :
 - Pour QIAstat-Dx Rise : au moins deux modules analytiques doivent être installés pour que l'appareil fonctionne, avec la version du logiciel 2.2 ou ultérieure.
 - Pour QIAstat-Dx Analyzer 1.0 : au moins un module opérationnel et un module analytique sont nécessaires, avec la version du logiciel 1.4 ou 1.5.
 - Pour QIAstat-Dx Analyzer 2.0 : au moins un module opérationnel PRO et un module analytique sont nécessaires, avec la version du logiciel 1.6 ou ultérieure.
- **Fichier de définition d'analyse (ADF)** : Le QIAstat-Dx Gastrointestinal panel 2 (IVDR) nécessite la version **1.0 ou ultérieure** du fichier ADF. Vous pouvez télécharger la dernière version sur www.qiagen.com/resources.

Pour exécuter ce panel sur votre instrument, vous devez importer la version 1.0 ou ultérieure de l'ADF sur votre QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ou QIAstat-Dx Rise.

Comment télécharger la version 1.0 ou ultérieure du fichier ADF pour le QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 (IVDR)

Pour QIAstat-Dx Rise : Veuillez contacter le service technique ou votre représentant commercial pour télécharger les nouveaux fichiers de définition d'analyse.

Pour QIAstat-Dx Analyzer 1.0 : Les clients peuvent télécharger la version 1.0 ou ultérieure de l'ADF eux-mêmes. En cas de problème, contactez notre support technique à l'adresse : support.qiagen.com.

Procédure d'installation du fichier ADF sur QIAstat-Dx Analyzer 1.0 :

1. Demandez le fichier ADF à votre représentant commercial QIAGEN ou téléchargez-le à l'adresse suivante : [QIAstat-Dx Respiratory Panel | Syndromic Testing | QIAGEN](#)
2. Faites défiler la page jusqu'à la section Produits et sélectionnez **QIAstat-Dx**.
3. Dans l'onglet **Ressources**, cliquez sur **Fichiers de protocole** et téléchargez le fichier « QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel 2 Assay Definition File IVDR version 1.0 ». Enregistrez et décompressez l'archive, puis copiez le fichier *.asy sur la racine d'un périphérique USB (directement sur l'USB, sans dossier).
4. Insérez le périphérique USB contenant le fichier ADF dans le port USB du QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
5. Appuyez sur le bouton **Options**, puis sur **Gestion des analyses**. L'écran de gestion des analyses s'affiche.
6. Appuyez sur l'icône **Importer** en bas à gauche de l'écran.

7. Sélectionnez le fichier ADF à importer depuis le périphérique USB.
8. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer le téléchargement des fichiers.
9. Une seconde boîte de dialogue peut apparaître pour vous demander si vous souhaitez écraser l'ancienne version de l'ADF. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.
10. Activez l'analyse en sélectionnant **Analyse active**.
11. Pour attribuer l'analyse à un utilisateur :
 - Appuyez sur **Options**, puis sur **Gestion des utilisateurs**.
 - Sélectionnez l'utilisateur autorisé à exécuter l'analyse.
 - Cliquez sur **Attribuer des analyses** dans les options utilisateur.
 - Activez l'analyse et appuyez sur **Enregistrer**.

Pour QIAstat-Dx Analyzer 2.0 :

Les clients peuvent télécharger la version 1.0 ou ultérieure de l'ADF eux-mêmes. En cas de problème, contactez notre support technique à l'adresse : support.qiagen.com.

Pour importer la dernière version de l'ADF sur votre QIAstat-Dx Analyzer 2.0, vous pouvez demander le fichier ADF à votre représentant QIAGEN, télécharger le fichier ADF directement depuis QIASphere sur votre instrument, ou télécharger l'ADF depuis le site web de QIAGEN et l'enregistrer sur un périphérique de stockage USB.

Méthode de téléchargement et d'installation du fichier ADF depuis QIASphere :

1. Depuis votre **QIAstat-Dx Analyzer 2.0**, appuyez sur **Options**, puis sur **Notifications**.
2. Une notification apparaît lorsqu'une nouvelle version de l'ADF est disponible. Appuyez pour télécharger l'ADF.
3. Appuyez sur l'icône **Importer** en bas à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez le fichier ADF à importer depuis **QIASphere**.
5. Poursuivez à l'étape 8 des instructions d'installation sur **QIAstat-Dx Analyzer 1.0**.

Méthode de téléchargement et d'installation du fichier ADF depuis le site QIAGEN avec un périphérique USB :

Suivez les mêmes étapes que pour l'installation sur **QIAstat-Dx Analyzer 1.0**.

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter votre représentant commercial QIAGEN ou notre support technique à l'adresse : support.qiagen.com.

Cordialement,
L'équipe QIAstat-Dx

www.qiagen.com

Pour obtenir des informations à jour sur les licences et les clauses de non-responsabilité spécifiques aux produits, consultez le mode d'emploi ou le manuel d'utilisation du kit QIAGEN concerné. Les modes d'emploi et les manuels d'utilisation de QIAGEN sont disponibles sur le site www.qiagen.com ou peuvent être demandés aux services techniques de QIAGEN (ou à votre distributeur local).

Marques déposées : QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-Dx® (Groupe QIAGEN). Les noms déposés, les marques, etc., utilisés dans ce document, même s'ils ne sont pas spécifiquement marqués comme tels, ne doivent pas être considérés comme non protégés par la loi. PROM-23651-001 03/2025 © 2025 QIAGEN, tous droits réservés.