

Laboratorieudstørsliste — QIASymphony DSP AXpH DNA Kit

Prøve- og eluatglas/racks, der kan anvendes sammen med QIASymphony DSP AXpH DNA-kit og QIASymphony SP (software version 4.0; laboratorieudstyrspakke SOW-516-6)

Versionsstyring

Dette dokument er laboratorieudstørslisten til QIASymphony DSP AXpH DNA-kittet til laboratorieudstyrspakke SOW-516-6, version 1, revision 1.

Vigtigt: Før denne laboratorieudstørsliste bruges, skal det bekræftes, at den svarer til den laboratorieudstyrspakke, der er installeret på dit QIASymphony-system.

Forklaring

- Anbefalet: Disse glas skal anvendes sammen med denne protokol.
- Brugerdefineret: Bruger er ansvarlig for at definere og/eller validere efter brugers skøn.
- Ikke anbefalet: Disse glas må ikke anvendes sammen med denne protokol.
- x/■

Minimum prøvemængde (μl) påkrævet pr. prøve pr. protokol (angivet med x)/koageldetektion mulig.
- x/□

Minimum prøvemængde (μl) påkrævet pr. prøve pr. protokol (angivet med x)/koageldetektion ikke mulig.
- Bemærk:** Vær opmærksom på, at der er andre glas tilgængelige, der kan anvendes sammen med andre QIASymphony-kit, men anbefales ikke for alle protokoller, der kan anvendes sammen med dette kit.

Prøveskuffe, glasholder

Bemærk: Sørg for, at vatpinde fjernes, før glassene bruges på QIASymphony SP.

					Protokol
Leverandør	Materiale	Eksempel katalognr.	Navn på berøringsskærmen	Indsats	AXpH
BD*	14 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Ingen indsats påkrævet	■

* BD var den tidligere leverandør af dette glas, og Corning Inc. er nu den nye leverandør.

Januar 2016

Laboratorieudstørsliste — QIAAsymphony DSP AXpH DNA Kit

Prøveskuffe, glasholder (proteinase K)

Bemærk: Gælder kun SP2000_V2_DSP-protokol.

Bemærk: Glasholderen med proteinase K skal placeres i plads A i prøveskuffen på QIAAsymphony SP.

					Protokol
Leverandør	Materiale	Eksempel katalognr.	Navn på berøringsskærmen	Indsats	AXpH
BD*	14 ml Falcon polystyrene round-bottom tube 17 x 100 mm	352051	BD#352051 FalconPP 17x100	Ingen indsats påkrævet	

* BD var den tidligere leverandør af dette glas, og Corning Inc. er nu den nye leverandør.

Laboratorieudstørsliste — QIAsymphony DSP AXpH DNA Kit

Skuffen "Eluate" (Eluat)

						Protokol
Leverandør	Materiale	Eksempel katalognr.	Kategori	Navn på berøringsskærmen	Adapter på elueringsåbninger [†]	AXpH
Greiner Bio-One	Polystyrene Microplate, 96 well, u-bottom	650161	Micro Plate	GR#650161 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS (kølespalte 1)	
				GR#650161 MTP96 RB	Ingen adapter nødvendig (ikke-kølespalter 2–3)	
QIAGEN	Elution Microtubes CL 96	19588	Deep Well	QIA#19588 *EMTR	Elution Microtube Rack QS (kølespalte 1)	
				QIA#19588 EMTR	Ingen adapter nødvendig (ikke-kølespalter 2–3)	

* Angiver, at laboratoriematerialer kan nedkøles med en køleadapter med stregkode (kan overføres og bruges på QIAsymphony AS).

**Angiver, at laboratorieudstyr kan nedkøles med en køleadapter uden stregkode (kan ikke overføres og kan ikke bruges på QIAsymphony AS).

[†] Anvend ikke 96-brønnds plader i "Elution slot 4" (Elueringsåbning 4), da robotarmen ikke kan nå alle positioner.

For bestillingsinformation, se www.qiagen.com/goto/QIAsymphony.

For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kit-håndbog eller -brugervejledning. QIAGEN kit-håndbøger og brugervejledninger kan findes på www.qiagen.com eller kan rekvireres fra QIAGENS tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør.

Varemærker: QIAGEN®, QIAsymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton, Dickinson and Company); Corning®, Falcon® (Corning, Inc.); Bio-One® (Greiner Bio-One GmbH). Registrerede navne, varemærker osv. anvendt i dette dokument, selv når de ikke specifikt er markeret som sådan, skal ikke betragtes som værende juridisk ubeskyttede.

Jan-16 HB-0300-L05-001 © 2012–2016 QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.

