

marzo 2016

Nota Informativa Importante

Stimato cliente,

Desideriamo informarla in merito alle modifiche apportate al **limite del bianco (LOB)** e al **limite di rilevabilità (LOD) relativi alla mutazione G12V** per il **therascreen® KRAS Pyro® Kit** (QIAGEN cat. n. 971460). Tali modifiche si basano su numerose indagini approfondite condotte da QIAGEN.

Il LOB è stato modificato da 0,0% unità a 4,9% unità e il LOD da 1,0% unità a 8,0% unità. Il manuale del kit thetascreen KRAS Pyro e la guida rapida del plug-in KRAS Pyro verranno opportunamente aggiornati in modo da includere dette modifiche. I valori relativi alle altre mutazioni sono rimasti invariati.

Per eventuali domande può contattare il QIAGEN Technical Services di zona.

Cordiali saluti,

Il team QIAGEN

Marchi commerciali: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, thetascreen® (Gruppo QIAGEN).
1101369 03/2016 HB-2091-001
© 2016 QIAGEN. Tutti i diritti sono riservati.