

Marts 2016

Vigtig meddelelse

Kære kunde

Vi vil hermed gerne informere dig om ændringer i **blindværdigrænsen (LOB) og detektionsgrænsen (LOD) for G12V-mutationen** til **therascreen® KRAS Pyro® Kit** (QIAGEN-katalognr. 971460). Disse ændringer er baseret på flere grundige QIAGEN-undersøgelser.

LOB er ændret fra 0,0 % enheder til 4,9 % enheder, og LOD er ændret fra 1,0 % enheder til 8,0 % enheder. *therascreen KRAS Pyro-kit – håndbog* og *KRAS Pyro Plug-in – Lynvejledning* opdateres for at afspejle disse ændringer. Der er ingen ændringer i værdierne for de andre mutationer.

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til QIAGENS lokale tekniske serviceafdeling.

Venlig hilsen

Dit QIAGEN-team

Varemærker: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, *therascreen®* (QIAGEN Group).
1101369 03/2016 HB-2091-001
© 2016 QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.