

Nota importante

Gennaio 2022

## Nuovi codici a barre 2D sulle cartucce reagenti EZ1® DSP

Stimato cliente,

QIAGEN® ha recentemente annunciato che è in arrivo la nuova piattaforma di estrazione basata su biglie magnetiche, EZ2® Connect MDx. La registrazione e il lancio di questo nuovo strumento sono programmati per il 2022. (La disponibilità del prodotto varia in base alla zona geografica. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rappresentante commerciale.)

La informiamo che l'etichetta delle cartucce EZ1 DSP (nell'EZ1 DSP Virus Kit e nell'EZ1 DSP DNA Blood Kit, n. cat. 62724 e 62124 rispettivamente) è già stata ottimizzata per rendere queste cartucce compatibili per l'utilizzo futuro con lo strumento EZ2 Connect MDx. Sulla piccola etichetta applicata alla cartuccia stessa, è stato aggiunto un codice a barre 2D. Questo codice a barre contiene informazioni quali il tipo di cartuccia e la data di scadenza della cartuccia. In tal modo il nuovo strumento può controllare se è stata caricata sullo strumento la cartuccia appropriata per il protocollo selezionato, grazie alla nuova funzione di "controllo del carico".

La modifica sull'etichetta non ha alcun impatto sull'utilizzo delle cartucce interessate sugli strumenti EZ1. La composizione dei reagenti nella cartuccia e il materiale della cartuccia stessa non cambiano.

In caso di domande su questa notifica, si prega di contattare i servizi tecnici QIAGEN o il rappresentante locale QIAGEN.

Cordiali saluti,

QIAGEN

Marchi commerciali: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). I marchi registrati, i marchi di fabbrica ecc. utilizzati in questo documento, anche se non indicati in modo specifico come tali, possono comunque essere protetti per legge.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, tutti i diritti riservati.

Sample to Insight

