

Note importante

Janvier 2022

Nouveaux codes-barres 2D sur les cartouches de réactif EZ1® DSP

Chère cliente, cher client,

QIAGEN® a récemment annoncé le lancement prochain de la nouvelle plate-forme d'extraction à billes magnétiques, EZ2® Connect MDx. L'enregistrement et la commercialisation de ce nouvel instrument sont prévus pour 2022. (La disponibilité du produit varie selon les régions. Veuillez contacter votre représentant de vente pour plus de détails.)

Nous souhaitons vous informer que l'étiquette des cartouches EZ1 DSP (dans le EZ1 DSP Virus Kit et le EZ1 DSP DNA Blood Kit, n° de réf. 62724 et 62124, respectivement) a déjà été optimisée pour permettre la compatibilité de ces cartouches en vue d'une utilisation future sur l'instrument EZ2 Connect MDx. Un code-barres 2D a été ajouté sur la petite étiquette fixée à la cartouche. Ce code-barres contient des informations telles que le type de cartouche et la date d'expiration de la cartouche. Cela permettra au nouvel instrument de vérifier si la bonne cartouche a été chargée sur l'instrument pour le protocole sélectionné, à l'aide de sa nouvelle fonction de contrôle de charge.

Cette modification de l'étiquette n'a aucun impact sur l'utilisation des cartouches concernées sur les instruments EZ1. La composition des réactifs à l'intérieur de la cartouche et le matériel de la cartouche lui-même n'en sont pas affectés.

Si vous avez des questions à propos de cette note, contactez les services techniques QIAGEN ou votre représentant QIAGEN local.

Cordialement,

QIAGEN

Marques : QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (groupe QIAGEN). Les noms déposés, les marques commerciales, etc., cités dans ce document, même s'ils ne sont pas spécifiquement signalés comme tels, peuvent tout de même être protégés par la loi.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, tous droits réservés.

Sample to Insight

