

Nota importante

Janeiro de 2022

## Novos códigos de barras 2D nos cartuchos de reagentes EZ1® DSP

Estimado cliente,

A QIAGEN® anunciou recentemente o próximo lançamento da nova plataforma de extração à base de esferas magnéticas, EZ2® Connect MDx. O registro e o lançamento deste novo instrumento estão previstos para 2022. (A disponibilidade do produto varia de acordo com a região. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais detalhes.)

Gostaríamos de informar que a etiqueta dos cartuchos EZ1 DSP (no EZ1 DSP Virus Kit e no EZ1 DSP DNA Blood Kit, n° de ref. 62724 e 62124, respectivamente) já foi otimizada para permitir a compatibilidade desses cartuchos para uso futuro no instrumento EZ2 Connect MDx. Foi adicionado um código de barras 2D na pequena etiqueta anexada ao próprio cartucho. Este código de barras contém informações como o tipo de cartucho e a data de validade do cartucho. Isso permitirá que o novo instrumento verifique se o cartucho apropriado foi carregado no instrumento para o protocolo selecionado usando seu novo recurso de verificação de carga.

Esta modificação da etiqueta não tem impacto no uso dos cartuchos afetados nos instrumentos EZ1. A composição dos reagentes dentro do cartucho e o próprio material do cartucho não são afetados.

Caso tenha alguma dúvida sobre esta notificação, entre em contato com Assistência Técnica da QIAGEN ou com o representante local da QIAGEN.

Atenciosamente,

QIAGEN

Marcas registradas: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Os nomes registrados, marcas registradas etc. utilizados neste documento, mesmo quando não marcados especificamente como tal, ainda podem ser considerados como protegidos por lei.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, todos os direitos reservados.

Sample to Insight

