

Prosinac 2017.

Popis laboratorijskih proizvoda — QIAsymphony[®] AS

Potrošni artikli i adapteri za primjenu s QIAsymphony AS (inačica softvera 5.0; paket za laboratorijske proizvode SOW-516-7)

Ovaj dokument predstavlja *Popis laboratorijskih proizvoda* QIAsymphony AS R1 za paket za laboratorijske proizvode SOW-516-7.

Opće informacije

Ako se koristi u kombinaciji s kompletima QIAGEN naznačenim za uporabu s instrumentom QIAAsymphony AS, QIAAsymphony AS je namijenjen za primjene opisane u odgovarajućim priručnicima za odgovarajući komplet QIAGEN. Ako se instrument QIAAsymphony AS koristi s kompletima osim kompleta QIAGEN, odgovornost je korisnika da potvrdi učinak takve kombinacije proizvoda za određenu primjenu.

Važno: Prije nego što se počnete koristiti ovim popisom laboratorijskih proizvoda, potvrdite njegovu konzistentnost s paketom za laboratorijske proizvode instaliranim na vašem sustavu QIAAsymphony.

Legenda

√	Ukazuje da se ovaj laboratorijski proizvod može primjenjivati u naznačenim slotovima.
–	Ukazuje da se ovaj laboratorijski proizvod ne može primjenjivati u naznačenim slotovima.
n.a.	Ukazuje da nema raspoložive informacije.

Dobavljač	Materijal	Primjer kat. br.	Kategorija na zaslonu osjetljivom na dodir	Naziv na zaslonu osjetljivom na dodir	Adapter	Kat. br. adaptera	Potrošni artikli za uzorke u slotovima 1 i 2 (rashlađeni)	Potrošni artikli za reagense u slotovima 1 i 3 (rashlađeni)	Potrošni artikli za testove u slotovima 4,5 i 6 (rashlađeni)	Mrtvi volumen (µl)
ABgene	ABgene® 2D Storage Plate 1.2 ml	AB-1185	Deep Well	AB#AB-1185 *2.0ml2DPlate	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	20
ABgene	Thermo-Fast® 96 non-skirted	0600	PCR Plate	AB#0600 *PCR96	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	5
ABgene	Thermo-Fast 96 non-skirted, low-profile	0700	PCR Plate	AB#0700 *PCR96 LowPro	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	8
ABgene	Thermo-Fast 96 non-skirted, low-profile	0800	PCR Plate	AB#0800 *PCR96 SkirtLowPro	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	6.3
Applied Biosystems	MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate	N8010560	PCR Plate	ABI#N8010560 *PCR96 Optical	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	6.5
Applied Biosystems	MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with bar code, 0.1 ml	4346906	PCR Plate	ABI#4346906 *PCR96 FastOptical	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	8.3

Nastavak tablice na sljedećoj stranici

Nastavak tablice s prethodne stranice

Dobavljač	Materijal	Primjer kat. br.	Kategorija na zaslonu osjetljivom na dodir	Naziv na zaslonu osjetljivom na dodir	Adapter	Kat. br. adaptera	Potrošni artikli za uzorke u slotovima 1 i 2 (rashlađeni)	Potrošni artikli za reagense u slotovima 1 i 3 (rashlađeni)	Potrošni artikli za testove u slotovima 4, 5 i 6 (rashlađeni)	Mrtvi volumen (µl)
BioRad	Hard-Shell® Thin-Wall 96-Well Skirted PCR Plates, blue shell/clear well	HSP-9631	PCR Plate	BR#HSP-9631 *PCR96 SkirtHardShell	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	8
Corning	Polystyrene Microplate, 96 well, flat bottom	3370	Micro Plate	CO#3370 *MTP96 FB	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	32
Corning	Polystyrene Microplate, 96 well, round bottom	3795	Micro Plate	CO#3795 *MTP96 RB	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	12.3
Corning	Polystyrene Microplate, 96 well, v-bottom	3897	Micro Plate	CO#3897 *MTP96 VB	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	16
Eppendorf	Eppendorf® DeepWell™ Block	951033405	Deep Well	EP#951033405 *Block96	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	15
Eppendorf	Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, skirted	0030 128.648	PCR Plate	EP#128.648 *PCR96 Skirt	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	6.5
Eppendorf	Eppendorf twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted	0030 128.575	PCR Plate	EP#128.575 *PCR96 SemiSkirt	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	5
Greiner Bio-One	Polystyrene Microplate, 96 well, round bottom	650161	Micro Plate	GR#650161 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS	9020729	√	–	–	10
Micronic (distributor in US ISC Bioexpress)	Micronic® 1.4 TraXis® tube with box	M52621 (tubes with box); M51001 (box only)	Deep Well	MIC#M52621 *1.4TraXisTubes	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	14
NUNC	Nunc® U96 DeepWell Plate 1 ml	260252	Deep Well	NU#260252 *DeepWell96 RB	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	25

Nastavak tablice na sljedećoj stranici

Nastavak tablice s prethodne stranice

Dobavljač	Materijal	Primjer kat. br.	Kategorija na zaslonu osjetljivom na dodir	Naziv na zaslonu osjetljivom na dodir	Adapter	Kat. br. adaptera	Potrošni artikli za uzorke u slotovima 1 i 2 (rashlađeni)	Potrošni artikli za reagense u slotovima 1 i 3 (rashlađeni)	Potrošni artikli za testove u slotovima 4,5 i 6 (rashlađeni)	Mrtvi volumen (µl)
QIAGEN	96-well blocks with 2.2 ml wells, 24 per case	19585	Deep Well	QIA#19585 *S-Block96	96-Well Round Bottom QS	9020729	√	–	–	26
QIAGEN	Elution Microtubes CL (24 x 96)	19588	Deep Well	QIA#19588 *EMTR	Elution Microtube Rack QS	9020730	√	–	√	8
QIAGEN	Reagent Bottles, 30 ml, QSym AS (50)	997108	n.p.	QIA#997108 *Bottle 30ml	Reagent Holder 2 QS	9018089	–	√	–	35.4
QIAGEN	Rotor-Disc® 72	981301	Rotor-Gene® Q	QIA#981301 *RotorDisc72	Rotor-Disc 72 Loading Block [§] Rotor Disc Adapter Base Unit QS [§]	9018910 9242204	–	–	√	n.p.
QIAGEN	Strip Tubes	981103	Rotor-Gene Q	QIA#981103 *StripTubes 0.1	RG Strip Tubes 72 QS	9018092	–	–	√	n.p.
QIAGEN	Tubes, conical, 2 ml, Qsym AS (500)	997102	n.p.	QIA#997102 *T2.0 ScrewSkirt [†]	Reagent Holder 1 QS Reagent Holder 2 QS Micro Tube Screw Cap QS	9018090 9018089 9020674	–	√	–	21.4
QIAGEN	Tube, conical, 5 ml, Qsym AS (500)	997104	n.p.	QIA#997104 *T5.0 ScrewSkirt [†]	Reagent Holder 1 QS Reagent Holder 2 QS	9018090 9018089	–	√	–	22
REMP	REMP® Plate 96 Tube 300	STBR96-300	Deep Well	RE#STBR96-300 *TubeRack300	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	14

Nastavak tablice na sljedećoj stranici

Nastavak tablice s prethodne stranice

Dobavljač	Materijal	Primjer kat. br.	Kategorija na zaslonu osjetljivom na dodir	Naziv na zaslonu osjetljivom na dodir	Adapter	Kat. br. adaptera	Potrošni artikli za uzorke u slotovima 1 i 2 (rashlađeni)	Potrošni artikli za reagense u slotovima 1 i 3 (rashlađeni)	Potrošni artikli za testove u slotovima 4,5 i 6 (rashlađeni)	Mrtvi volumen (µl)
Roche	20 µl glass capillary	4929292001	Other	RO#4929292001 *Capillary 20ul	LC Capillaries 32 QS [†]	9018093	–	–	√	n.p..
Roche	LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, white	4729692001	PCR Plate	RO#4729692001 *PCR96 LC480	PCR Plate 96 QS	9020732	–	–	√	n.p.
Sarstedt	Micro tube 1.5 ml with cap	72.607	Tube 1.5 ml	SAR#72.607 *T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS	9020674	√	–	–	9.4
Sarstedt	Micro tube 2 ml with cap; Micro tube 2 ml, PP, NON-SKIRTED	72.693	Tube 2.0 ml	SAR#72.693 *T2.0 Screw	Micro Tube Screw Cap QS	9020674	√	–	–	19.2
Sarstedt	Micro tube 2 ml with cap; Micro tube 2 ml, PP, SKIRTED	72.694	Tube 2.0 ml	SAR#72.694 *T2.0 ScrewSkirt	Micro Tube Screw Cap QS	9020674	√	–	–	21.4
Starlab	Starlab® 1.5 ml Graduated Conical Tube, Natural Standard Screw Cap	E1415-2231	Tube 1.5 ml	SL#E1415-2231 *T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS	9020674	√	–	–	8.6
Thermo Scientific	Matrix® 2D Barcoded ScrewTop Storage Tubes 500 µl	3744	Deep Well	TS#3744 *2DStorageTubes	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	8
Thermo Scientific	Matrix 2D Barcoded Storage Tubes 1.4 ml, Flat Bottom Tubes	3711	Deep Well	TS#3711 *1.4ml 2DStorageT	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	22.5
Thermo Scientific	Matrix Storage Tubes 1.4 ml, Round Bottom Tubes	4247	Deep Well	TS#4247 *1.4ml RBStorageT	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	15.6

* Ukazuje na laboratorijski proizvod koji se može hladiti primjenom adaptera za hlađenje s crtičnim kodom (prenosiv i primjenjiv na QIAAsymphony AS).

** Ukazuje na laboratorijski proizvod koji se može hladiti primjenom adaptera za hlađenje bez crtičnog koda (neprenosiv i neprimjenjiv na QIAAsymphony AS).

[†] Sufiks "(m)" na zaslonu osjetljivom na dodir ukazuje da su izračuni razine tekućine za svaku epruvetu optimizirani za reagens koji tvori konkavni meniskus.

[‡] Uključuje centrifugalni adapter QIAGEN®.

[§] Kombinacija bloka za punjenje i bazne jedinice naziva se Rotor-Disc®.

Za informacije o naručivanju, posjetite internetsku stranicu www.qiagen.com/goto/QIAAsymphony.

Povijest revizija

Povijest revizija dokumenta	
R1 12/2017	Ažuriranje za QIAasympy inaćicu softvera 5.0

Za aktualne informacije o licencama i izjave o odricanju vezane za proizvod, pogledajte priručnik za odgovarajući komplet QIAGEN® ili korisničku uputu. Priručnici za komplete QIAGEN i korisničke upute raspoloživi su na internetskoj stranici **www.qiagen.com** ili se mogu zatražiti od tehničke podrške tvrtke QIAGEN i od lokalnog zastupnika.

Trgovački žigovi: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAasympy®, Rotor-Disc®, Rotor-Gene® (QIAGEN Group); Bio-Rad®, Hard-Shell® (Bio-Rad Laboratories, Inc.); Corning® (Corning, Inc.); Eppendorf®, eppendorf twin.tec® (Eppendorf AG); Bio-One® (Greiner Bio-One GmbH); Applied Biosystems®, MicroAmp® (Life Technologies Corporation); Micronic™, TraXis® (Micronic Holding B.V.); Remp® (Remp AG); LightCycler®, Roche® (Roche Group); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.); Starlab® (Starlab Group); 2D Matrix®, ABgene®, DeepWell™, Nunc®, Thermo-Fast®,

Thermo Scientific® (Thermo Fisher Scientific ili podružnice). Registrirana imena, trgovački žigovi, itd, koji se rabe u ovom dokumentu, čak i ako nisu označeni kao takvi, moraju se smatrati zaštićenim zakonom.
12/2017 HB-0294-L04-001 © 2017 QIAGEN, sva prava pridržana.

Naručivanje www.qiagen.com/contact | Tehnička podrška support.qiagen.com | Web stranica www.qiagen.com

