

Notă importantă

Retragerea de către Roche a LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, nr. cat. 04535286001) și LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, nr. cat. 03515567001)

Stimate client,

Este posibil să fi fost informat de către Roche cu privire la retragerea care va intra în vigoare la 31 decembrie 2024 a produselor LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, nr. cat. 04535286001) și LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, nr. cat. 03515567001).

Această retragere afectează numai produsele *ipsogen*® (enumerate în tabelul de mai jos), utilizate cu instrumentele capilare qPCR în timp real LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 și LightCycler 2.0 ale Roche pentru care Roche nu mai acordă asistență sau nu va mai acorda asistență după data de 31 decembrie 2024.

Dacă sunteți afectat de retragerea produselor, puteți utiliza în continuare produsele *ipsogen* enumerate cu instrumentele alternative non-capilare qPCR în timp real și reactivii alternativi enumerați în secțiunea „Materiale necesare, dar nefurnizate” din manualul respectiv, urmând instrucțiunile aferente pentru utilizare.

Nr. cat. produsului <i>ipsogen</i> afectat	Denumirea produsului <i>ipsogen</i> afectat
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE
673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE
672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE

676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbc1 Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbc1 Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbc1 Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CBFβ-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Apreciem foarte mult relația cu dumneavoastră și cu laboratorul dumneavoastră și ne cerem scuze pentru orice inconveniente pe care această retragere a Roche le poate cauza. Sperăm că veți considera utilă alternativa propusă.

Cu stimă,
QIAGEN
www.qiagen.com

Mărci comerciale: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*® (Grupul QIAGEN). Denumirile înregistrate, mărcile comerciale etc. utilizate în documentul de față, chiar dacă nu sunt marcate în mod specific, sunt protejate prin lege.
1136258RO 11-2024 HB-3647-001 ©2024 QIAGEN, toate drepturile rezervate.