

Dôležitá poznámka

Roche prerušenie používania LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. č. 04535286001) a LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. č. 03515567001)

Vážený spotrebiteľ,

spoločnosť Roche vás mohla informovať o ukončení predaja platnom od 31. decembra 2024 ich výrobku LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, kat. č. 04535286001) a LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, kat. č. 03515567001).

Toto ukončenie predaja sa týka výlučne produktov *ipsogen*® (uvedených v tabuľke nižšie), ktoré sa používajú s kapilárnymi prístrojmi Roche qPCR v reálnom čase LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 a LightCycler 2.0, ktoré už nie sú podporované alebo už nebudú podporované spoločnosťou Roche po 31. decembri 2024.

Ak sa vás ukončenie predaja týka, stále môžete používať uvedené produkty *ipsogen* s alternatívnymi nekapilárnymi prístrojmi qPCR v reálnom čase a alternatívnymi činidlami uvedenými v časti „Požadovaný materiál, ktorý nie je súčasťou dodávky“ príslušnej príručky podľa príslušných pokynov pre použitie.

Dotknutý produkt <i>ipsogen</i> kat. č.	Názov dotknutého produktu <i>ipsogen</i>
670023	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcR Kit (24) CE
670123	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 MbcR Kit (24) CE
670125	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 MbcR Kit CE (52)
673522	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE
673523	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE
673022	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE
673023	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE
673123	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE
673823	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE

672123	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE
676923	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE
670013	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)
670113	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)
670115	<i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)
672113	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)
672213	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)
672313	<i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)
675013	<i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)
675113	<i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)
676013	<i>ipsogen</i> CFBF-MYH11 A Kit (24)
673512	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)
673513	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)
673013	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)
673012	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)
673113	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)
673813	<i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)
676413	<i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24)
676913	<i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)
676613	<i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)
677513	<i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)
677613	<i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24)

Veľmi si vážime vás a vaše laboratórium a ospravedľňujeme sa za akékoľvek neprijemnosti, ktoré môže ukončenie predaja spoločnosťou Roche spôsobiť. Dúfame, že navrhovaná alternatíva bude pre vás prijateľná.

S pozdravom

QIAGEN

www.qiagen.com

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*® (QIAGEN Group). Registrované názvy, ochranné známky atď. použité v tomto dokumente sa nesmú považovať za známky nechránené podľa zákona, i keď neboli ako také označené príslušným symbolom.
1136258SK 11-2024 HB-3647-001 © 2024 QIAGEN, všetky práva vyhradené.