

## Lưu ý Quan trọng

Roche đã ngừng LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, số danh mục 04535286001) và LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, số danh mục 03515567001)

Kính gửi quý khách hàng,

Quý khách có thể đã được Roche thông báo về việc ngừng cung cấp có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với sản phẩm LightCycler TaqMan Master (Master Mix PCR 5x) (Roche, số danh mục 04535286001) và LightCycler FastStart DNA MasterPLUS HybProbe® (Master Mix 5x) (Roche, số danh mục 03515567001).

Việc ngừng cung cấp này chỉ ảnh hưởng đến các sản phẩm *ipsogen*® (được liệt kê trong bảng dưới đây), được sử dụng với các thiết bị qPCR thời gian thực sử dụng ống mao quản LightCycler 1.2, LightCycler 1.5 và LightCycler 2.0 của Roche mà hiện không còn được hỗ trợ, hoặc sẽ không còn được Roche hỗ trợ sau ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Nếu quý khách bị ảnh hưởng bởi việc ngừng cung cấp này, quý khách vẫn có thể sử dụng các sản phẩm *ipsogen* đã được liệt kê với các thiết bị qPCR thời gian thực không sử dụng ống mao quản và các thuốc thử thay thế được liệt kê trong phần “Vật tư yêu cầu nhưng không được cung cấp” của sổ tay tương ứng và tuân theo các hướng dẫn sử dụng có liên quan.

| Số danh mục của sản phẩm <i>ipsogen</i> bị ảnh hưởng | Tên của sản phẩm <i>ipsogen</i> bị ảnh hưởng |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 670023                                               | <i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24) CE     |
| 670123                                               | <i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24) CE     |
| 670125                                               | <i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit CE (52)     |
| 673522                                               | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12) CE    |
| 673523                                               | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24) CE    |
| 673022                                               | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10) CE   |
| 673023                                               | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24) CE   |

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 673123 | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19) CE  |
| 673823 | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24) CE     |
| 672123 | <i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24) CE       |
| 676923 | <i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24) CE    |
| 670013 | <i>ipsogen</i> BCR-ABL1 mbcr Kit (24)          |
| 670113 | <i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (24)          |
| 670115 | <i>ipsogen</i> BCR-ABL1 Mbcr Kit (52)          |
| 672113 | <i>ipsogen</i> PML-RARA bcr1 Kit (24)          |
| 672213 | <i>ipsogen</i> PML-RARA bcr2 Kit (24)          |
| 672313 | <i>ipsogen</i> PML-RARA bcr3 Kit (24)          |
| 675013 | <i>ipsogen</i> RUNX1-RUNX1T1 Kit (24)          |
| 675113 | <i>ipsogen</i> ETV6-RUNX1 Kit (24)             |
| 676013 | <i>ipsogen</i> CBFB-MYH11 A Kit (24)           |
| 673512 | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (12)         |
| 673513 | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaQuant Kit (24)         |
| 673013 | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (24)        |
| 673012 | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen Kit (10)        |
| 673113 | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaScreen RS Kit (19)     |
| 673813 | <i>ipsogen</i> JAK2 MutaSearch Kit (24)        |
| 676413 | <i>ipsogen</i> MPL W515L/K MutaScreen Kit (24) |
| 676913 | <i>ipsogen</i> WT1 ProfileQuant Kit (24)       |
| 676613 | <i>ipsogen</i> BAALC ProfileQuant Kit (24)     |
| 677513 | <i>ipsogen</i> NPM1 mut A MutaQuant Kit (24)   |
| 677613 | <i>ipsogen</i> NPM1 mut B&D MutaQuant Kit (24) |

Chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ với quý khách và phòng xét nghiệm của quý khách, và chúng tôi xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào mà việc ngừng cung cấp của Roche có thể gây ra. Chúng tôi hy vọng rằng quý khách sẽ thấy giải pháp thay thế được đề xuất là hữu ích.

Trân trọng,  
QIAGEN  
[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)

Nhãn hiệu: QIAGEN®, Sample to Insight®, *ipsogen*® (Tập đoàn QIAGEN). Các tên, nhãn hiệu đã đăng ký, v.v. được sử dụng trong tài liệu này, ngay cả khi không được đánh dấu cụ thể như vậy, sẽ được coi là được pháp luật bảo vệ.  
1136258VI 11-2024 HB-3647-001 © 2024 QIAGEN, tất cả quyền được bảo lưu.