

December 2017

Zoznam laboratórnych pomôcok — QIASymphony[®] AS

Spotrebný materiál a adaptéry pre použitie s prístrojmi QIASymphony AS (verzia softvéru 5.0; balík laboratórnych pomôcok SOW-516-7)

Tento dokument predstavuje *Zoznam laboratórnych pomôcok R1* QIASymphony AS pre balík laboratórnych pomôcok SOW-516-7.

Všeobecné informácie

Ak sa prístroj QIASymphony AS používa spolu so súpravami QIAGEN určenými na použitie s prístrojom QIASymphony AS, je určený pre aplikácie popísané v príslušných sprievodcoch k súpravám QIAGEN. Ak sa prístroj QIASymphony AS používa s inými súpravami než súpravami QIAGEN, zodpovednosťou používateľa je overiť si výkonnosť tejto kombinácie produktov pre danú konkrétnu aplikáciu.

Dôležité: Pred použitím tohto zoznamu laboratórnych pomôcok overte, že je konzistentný s balíkom laboratórnych pomôcok inštalovaným vo vašom systéme QIASymphony.

Legenda

- √ Indikuje, že sa táto položka laboratórnych pomôcok dá použiť v špecifických slotoch.
- Indikuje, že sa táto položka laboratórnych pomôcok nedá použiť v špecifických slotoch.
- n.a. Indikuje, že informácie nie sú k dispozícii.

Dodávateľ	Materiál	Príklad kat. č.	Kategória na dotykovej obrazovke	Názov na dotykovej obrazovke	Adaptér	Kat. č. adaptéra	Spotrebný materiál pre vzorky v slotoch 1 a 2 (chladené)	Spotrebný materiál pre reagentie v slotoch 1 a 3 (chladené)	Spotrebný materiál pre analýzy v slotoch 4, 5 a 6 (chladené)	Mŕtvy objem (µl)
ABgene	Skladovacia platnička 2D ABgene® 1,2 ml	AB-1185	Deep Well	AB#AB-1185 *2.0ml2DPlate	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	20
ABgene	Thermo-Fast® 96, bez obruby	0600	PCR Plate	AB#0600 *PCR96	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	5
ABgene	Thermo-Fast 96, bez obruby, nízky profil	0700	PCR Plate	AB#0700 *PCR96 LowPro	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	8
ABgene	Thermo-Fast 96, bez obruby, nízky profil	0800	PCR Plate	AB#0800 *PCR96 SkirtLowPro	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	6,3
Applied Biosystems	MicroAmp® Optical, reakčná platnička s 96 jamkami	N8010560	PCR Plate	ABI#N8010560 *PCR96 Optical	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	6,5
Applied Biosystems	MicroAmp Fast Optical, reakčná platnička s 96 jamkami s čiarovým kódom, 0,1 ml	4346906	PCR Plate	ABI#4346906 *PCR96 FastOptical	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	8,3

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane

Pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany

Dodávateľ	Materiál	Príklad kat. č.	Kategória na dotykovej obrazovke	Názov na dotykovej obrazovke	Adaptér	Kat. č. adaptéra	Spotrebný materiál pre vzorky v slotoch 1 a 2 (chladené)	Spotrebný materiál pre reagenty v slotoch 1 a 3 (chladené)	Spotrebný materiál pre analýzy v slotoch 4, 5 a 6 (chladené)	Mŕtvy objem (µl)
BioRad	Hard-Shell®, tenkostenné platničky PCR s 96 jamkami, s obrubou, modrý obal/priezračná jamka	HSP-9631	PCR Plate	BR#HSP-9631 *PCR96 SkirtHardShell	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	8
Corning	Polystyrénová mikroplatnička s 96 jamkami, ploché dno	3370	Micro Plate	CO#3370 *MTP96 FB	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	32
Corning	Polystyrénová mikroplatnička s 96 jamkami, zaoblené dno	3795	Micro Plate	CO#3795 *MTP96 RB	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	12,3
Corning	Polystyrénová mikroplatnička s 96 jamkami, dno v tvare V	3897	Micro Plate	CO#3897 *MTP96 VB	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	16
Eppendorf	Blok Eppendorf® DeepWell™	951033405	Deep Well	EP#951033405 *Block96	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	15
Eppendorf	Eppendorf twin.tec®, platnička PCR s 96 jamkami, s obrubou	0030 128.648	PCR Plate	EP#128.648 *PCR96 Skirt	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	6,5
Eppendorf	Eppendorf twin.tec, platnička PCR s 96 jamkami, s poloobrubou	0030 128.575	PCR Plate	EP#128.575 *PCR96 SemiSkirt	PCR Plate 96 QS	9020732	√	–	√	5
Greiner Bio-One	Polystyrénová mikroplatnička s 96 jamkami, zaoblené dno	650161	Micro Plate	GR#650161 *MTP96 RB	96-Well Round Bottom QS	9020729	√	–	–	10
Micronic (distribútor v USA: ISC Bioexpress)	Micronic® 1.4 TraXis®, skúmavka so škatuľkou	M52621 (skúmavky so škatuľkou); M51001 (iba škatuľka)	Deep Well	MIC#M52621 *1.4TraXisTubes	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	14
NUNC	Platnička Nunc® U96 DeepWell 1 ml	260252	Deep Well	NU#260252 *DeepWell96 RB	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	25

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane

Pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany

Dodávateľ	Materiál	Priklad kat. č.	Kategória na dotykovej obrazovke	Názov na dotykovej obrazovke	Adaptér	Kat. č. adaptéra	Spotrebný materiál pre vzorky v slotoch 1 a 2 (chladené)	Spotrebný materiál pre reagenty v slotoch 1 a 3 (chladené)	Spotrebný materiál pre analýzy v slotoch 4, 5 a 6 (chladené)	Mŕtvý objem (µl)
QIAGEN	96-jamkové bloky s 2,2 ml jamkami, 24 v puzdre	19585	Deep Well	QIA#19585 *S-Block96	96-Well Round Bottom QS	9020729	√	–	–	26
QIAGEN	Mikroskúmvky Elution CL (24 x 96)	19588	Deep Well	QIA#19588 *EMTR	Elution Microtube Rack QS	9020730	√	–	√	8
QIAGEN	Flaštičky s reagentami, 30 ml, QSym AS (50)	997108	n.a.	QIA#997108 *Bottle 30ml	Reagent Holder 2 QS	9018089	–	√	–	35,4
QIAGEN	Rotor-Disc® 72	981301	Rotor-Gene® Q	QIA#981301 *RotorDisc72	Rotor-Disc 72 Loading Block [§] Rotor Disc Adapter Base Unit QS [§]	9018910 9242204	–	–	√	n.a.
QIAGEN	Skúmvky s prúžkom	981103	Rotor-Gene Q	QIA#981103 *StripTubes 0.1	RG Strip Tubes 72 QS	9018092	–	–	√	n.a.
QIAGEN	Skúmvky, kónické, 2 ml, Qsym AS (500)	997102	n.a.	QIA#997102 *T2.0 ScrewSkirt [†]	Reagent Holder 1 QS Reagent Holder 2 QS Micro Tube Screw Cap QS	9018090 9018089 9020674	–	√	–	21,4
QIAGEN	Skúmvka, kónická, 5 ml, Qsym AS (500)	997104	n.a.	QIA#997104 *T5.0 ScrewSkirt [†]	Reagent Holder 1 QS Reagent Holder 2 QS	9018090 9018089	–	√	–	22
REMP	REMP®, platnička 96, skúmvky 300	STBR96-300	Deep Well	RE#STBR96-300 *TubeRack300	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	14

Tabuľka pokračuje na ďalšej strane

Pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany

Dodávateľ	Materiál	Príklad kat. č.	Kategória na dotykovej obrazovke	Názov na dotykovej obrazovke	Adaptér	Kat. č. adaptéra	Spotrebný materiál pre vzorky v slotoch 1 a 2 (chladené)	Spotrebný materiál pre reagentie v slotoch 1 a 3 (chladené)	Spotrebný materiál pre analýzy v slotoch 4, 5 a 6 (chladené)	Mŕtvy objem (µl)
Roche	Sklenená kapilára, 20 µl	4929292001	Other	RO#4929292001 *Capillary 20ul	LC Capillaries 32 QS [†]	9018093	–	–	√	n.a.
Roche	LightCycler® 480, viacjamková platnička 96, biela	4729692001	PCR Plate	RO#4729692001 *PCR96 LC480	PCR Plate 96 QS	9020732	–	–	√	n.a.
Sarstedt	Mikroskúmavka, 1,5 ml s uzáverom	72,607	Tube 1.5 ml	SAR#72.607 *T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS	9020674	√	–	–	9,4
Sarstedt	Mikroskúmavka, 2 ml s uzáverom; mikroskúmavka, 2 ml, PP, BEZ OBRUBY	72,693	Tube 2.0 ml	SAR#72.693 *T2.0 Screw	Micro Tube Screw Cap QS	9020674	√	–	–	19,2
Sarstedt	Mikroskúmavka, 2 ml s uzáverom; mikroskúmavka, 2 ml, PP, S OBRUBOU	72,694	Tube 2.0 ml	SAR#72.694 *T2.0 ScrewSkirt	Micro Tube Screw Cap QS	9020674	√	–	–	21,4
Starlab	Starlab®, 1,5 ml odmerná kónická skúmavka, prirodzený štandardný bezpečnostný uzáver	E1415-2231	Tube 1.5 ml	SL#E1415-2231 *T1.5 Screw	Micro Tube Screw Cap QS	9020674	√	–	–	8,6
Thermo Scientific	Matrix®, skladovacie skúmavky s 2D čiarovým kódom a bezpečnostným uzáverom, 500 µl	3744	Deep Well	TS#3744 *2DStorageTubes	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	8
Thermo Scientific	Matrix, skladovacie skúmavky s 2D čiarovým kódom, 1,4 ml, skúmavky s plochým dnom	3711	Deep Well	TS#3711 *1.4ml 2DStorageT	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	22,5
Thermo Scientific	Matrix, skladovacie skúmavky, 1,4 ml, skúmavky so zaobleným dnom	4247	Deep Well	TS#4247 *1.4ml RBStorageT	SBS Universal QS V2	9243384	√	–	–	15,6

* Indikuje laboratórne pomôcky, ktoré sa dajú chladiť použitím chladiaceho adaptéra s čiarovým kódom (prenosné a použiteľné v prístroji QIASymphony AS).

** Indikuje laboratórne pomôcky, ktoré sa dajú chladiť použitím chladiaceho adaptéra bez čiarového kódu (neprenosné a nepoužiteľné v prístroji QIASymphony AS).

† Prípona „(m)“ na dotykovej obrazovke indikuje, že výpočty hladiny kvapaliny pre príslušnú skúmavku boli optimalizované pre reagentie tvoriace konkávny meniskus.

‡ Obsahuje adaptér odstredivky QIAGEN®.

§ Kombinácia vkladacieho bloku a jednotky základne sa nazýva Rotor-Disc®.

Informácie o objednávaní nájdete na stránke www.qiagen.com/goto/QIASymphony.

Prehľad revízií

Prehľad revízií dokumentu	
R1 12/2017	Aktualizácia softvéru QIASymphony verzie 5.0

Aktuálne licenčné informácie a právne informácie špecifické pre produkt nájdete v sprievodcovi alebo používateľskej príručke k súprave QIAGEN®. Sprievodcov a používateľské príručky k súpravám QIAGEN nájdete na lokalite www.qiagen.com alebo o ne môžete požiadať oddelenie technických služieb spoločnosti QIAGEN alebo svojho miestneho distribútora.

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIASymphony®, Rotor-Disc®, Rotor-Gene® (QIAGEN Group); Bio-Rad®, Hard-Shell® (Bio-Rad Laboratories, Inc.); Corning® (Corning, Inc.); Eppendorf®, eppendorf twin.tec® (Eppendorf AG); Bio-One® (Greiner Bio-One GmbH); Applied Biosystems®, MicroAmp® (Life Technologies Corporation); Micronic™, TraXis® (Micronic Holding B.V.); Remp® (Remp AG); LightCycler®, Roche® (Roche Group); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.); Starlab® (Starlab Group); 2D Matrix®, ABgene®, DeepWell™, Nunc®, Thermo-Fast®, Thermo Scientific®, (Thermo Fisher Scientific alebo jej dcérske spoločnosti). Registrované názvy, ochranné známky atď. použité v tomto dokumente sa nesmú považovať za známky nechránené podľa zákona, i keď neboli ako také označené príslušným symbolom.
12/2017 HB-0294-L04-001 © 2017 QIAGEN, všetky práva vyhradené.

Objednávky www.qiagen.com/shop | Technická podpora support.qiagen.com | Webová lokalita www.qiagen.com